

Troubleshooting **Dépannage**

When a malfunction or incorrect temperature measurement occurs, an error message will appear. The thermometer will beep four times, then automatically turn off.

Lorsqu'un mauvais fonctionnement ou une lecture incorrecte de la température se produit, un message d'erreur s'affichera. Le thermomètre émettra un bip quatre fois, puis s'éteindra automatiquement.

| Display/Affichage | Meaning | Action | Signification | Action |
|-------------------|--|---|--|--|
| L | • Measured temperature is below 32°C (89.6°F). | • Turn unit off. Wait one minute, then turn on again. | • La température mesurée est en-dessous de 32°C (89.6°F). | • Éteignez l'appareil. Attendez une minute, puis allumez l'appareil de nouveau. |
| H | • Measured temperature is above 42.9°C (109.4°F). | • Turn off, wait one minute, then turn on. Re-take temperature. | • La température mesurée est au-dessus de 42.9°C (109.4°F). | • Éteignez l'appareil, attendez une minute, puis la rallumez. Reprendre la température. |
| Er1 | • Thermometer has been stored in a cold or hot environment. • Temperature did not register. • Thermometer has poor contact or is poorly placed in body position. | • Turn off, and bring it to room temperature. Turn on and re-take temperature. • Turn unit off and wait one minute. Turn on, and re-take temperature using proper technique. | • Le thermomètre a été rangé dans un endroit froid ou chaud. • La température n'a pas été enregistrée. • Le thermomètre a un mauvais contact ou est mal placé sur le corps. | • Éteindre l'appareil et le laissez revenir à la température de la pièce. Allumez de nouveau et reprendre la température. • Éteindre l'appareil et attendre une minute. Allumez l'appareil et reprendre la température en utilisant la bonne technique. |
| Err | • Probe tip not connected correctly. | • Remove probe tip and re-attach it correctly. | • L'embout de la sonde n'est pas branché correctement. | • Enlevez l'embout de la sonde et le remettre correctement. |
| 37.5°C | FEVER ALERT: • Patient has an elevated temperature. • Red FeverFlash™ lights up. • Alert values are: Rectal: 38°C (100.4°F), Oral: 37.8°C (100°F), Underarm: 37.5°C (99.5°F). | • Contact your physician. | ALERTE DE FIÈVRE: • Le patient a une température élevée. • Le voyant rouge FeverFlash™ est illuminé. • Les valeurs des alertes sont: Rectal : 38°C (100.4°F) Oral : 37.8°C (100°F) Axillaire (sous les aisselles) : 37.5°C (99.5°F) | • Communiquez avec votre médecin. |

Technical Specifications **Spécifications techniques**

Measurement Range: 35°C to 42°C (95°F to 107.6°F).
Measurement Accuracy: Technical: +/- 0.1°C (0.2°F)
Operation Environment: 10°C to 40°C (50°F to 104°F),
 Humidity: 15-95% (non condensing) (complies with ASTM E 1112-86)
Storage Environment: -20° C to 50° C (-4°F to 122°F),
 Humidity: 15-95% (non condensing)

Test Protocol:
1 Install the oral or rectal probe to the handle holder.
2 Put the oral or rectal probe into water bath.
3 Wait for 3 seconds, and then turn on the thermometer by pressing the O/I button (the thermometer has been in standard mode for measurement). When thermometer determined the peak value of temperature, the backlight turns on with two beeps. Temperature measurement completed and then records the value of temp.
4 For the underarm probe, it shall be inserted to water bath for 60 seconds prior and then turns on the thermometer for measurement. When the thermometer determined the peak value of temp., the backlight turns on with two beeps. Measurement completed and records the value of temperature.

Échelle de mesures: 35°C à 42°C / 95°F à 107.6°F.
Exactitude de la mesure: Technical : +/- 0,1°C (0,2°F).
Environnement de fonctionnement: 10°C à 40°C (50°F à 104,0 °F)
 Humidité : 15-95 % (sans condensation) conforme avec ASTM E 1112-86).
Environnement de stockage: -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F),
 Humidité : 15-95 % (sans condensation)

Vérification du protocole:
1 Installez la sonde orale ou rectale sur la base.
2 Placez la sonde orale ou rectale dans l'eau de la baignoire.
3 Attendez 3 secondes, puis allumez le thermomètre en appuyant sur le bouton O/I (le thermomètre est en mode standard pour la mesure). Quand le thermomètre aura déterminé la valeur la plus élevée de température, l'écran s'illuminera avec deux bips. La mesure de la température est complétée puis la valeur de la température est enregistrée.
4 Pour la sonde axillaire (sous les aisselles), elle doit être insérée dans l'eau de la baignoire pendant 60 secondes avant, puis allumez le thermomètre pour prendre la mesure. Quand le thermomètre aura déterminé la valeur la plus élevée de la température, l'écran s'illuminera avec deux bips. La mesure de la température est complétée puis la valeur de la température est enregistrée.

One (1) Year Limited Warranty **Garantie limitée d'un (1) an**

Dorel Juvenile Group, Inc. warrants to the original purchaser that this product (Complete Family Thermometer), is free from material and workmanship defects when used under normal conditions for a period of one (1) year from the date of purchase. Should the product contain defects in material or workmanship Dorel Juvenile Group, Inc. will repair or replace the product, at our option, free of charge. Purchaser will be responsible for all costs associated with packaging and shipping the product to Dorel Juvenile Group Consumer Relations Department at the address noted on the front of this document and all other freight or insurance costs associated with the return. Dorel Juvenile Group will bear the cost of shipping the repaired or replaced product to the purchaser. Product should be returned in its original package accompanied by a proof of purchase, either a sales receipt or other proof that the product is within the warranty period. This warranty is void if the owner repairs or modifies the product or the product has been damaged as a result of misuse.

Dorel Juvenile Group, Inc. garantit à l'acheteur initial que ce produit (Thermomètre Complet pour la famille), est exempt de tout vice de matériau et de main d'oeuvre, dans des conditions normales d'utilisation, pour une période d'un (1) an de la date d'achat. Dans l'éventualité où ce produit contiendrait des vices de matériau ou de main-d'oeuvre, Dorel Juvenile Group, Inc. réparera ou remplacera, à sa discrétion, ce produit gratuitement. L'acheteur sera fiduciairement responsable des coûts associés à l'emballage et à l'expédition du produit au service à la clientèle de Dorel Juvenile Group à l'adresse indiquée en page couverture ainsi que tout autre frais d'expédition et d'assurance liés au renvoi du produit. Dorel Juvenile Group assumera les frais d'expédition du produit réparé ou du produit de remplacement à l'acheteur. Le produit doit être renvoyé dans son emballage d'origine, accompagné d'une preuve d'achat, soit la facture soit une autre preuve que le produit est toujours sous garantie. La présente garantie est annulée si le propriétaire répare ou modifie le produit ou si le produit a été endommagé par suite de son usage abusif.

This warranty excludes any liability other than that expressly stated previously, including but not limited to, any incidental or inconsequential damages.



©2008 Dorel Juvenile Group. All Rights Reserved.
 www.djgusa.com (800) 544-1108 www.safety1st.com
 Styles and colors may vary. Les styles et les couleurs peuvent varier.
 Distributed by (distribué par) Dorel Juvenile Group, Inc., 2525 State St., Columbus, IN 47201-7494
 Dorel Distribution Canada, 873 Hodge, St. Laurent, QC H4N 2B1
 11/20/08 4358-4764

49546 User Guide
Complete Family Thermometer

! WARNING:
BEFORE USING DIGITAL THERMOMETER, PLEASE READ CAREFULLY.
 • This is **NOT** an ear thermometer. Take temperature measurements Underarm, Orally or Rectally.
 • **NEVER** allow a child to play with these products. They are not toys. They are sensitive electronic devices and may be damaged if not used properly under parental supervision.
 • **ALWAYS** supervise your child when using thermometer. **NEVER** allow your child to use it alone or without close parental supervision.
 • Keep battery out of child's reach. Swallowing battery could be fatal. Battery should not be charged or placed into extreme heat as it may explode.
 • Used batteries should be disposed of properly. Do not dispose of batteries in fire, recharge, put in backwards, disassemble, mix with used or other battery types – they may explode or leak and cause injury.
 • Avoid sudden shock and dust.

49546 Guide de l'utilisateur
Thermomètre Complet pour la famille


! AVERTISSEMENT : **AVANT D'UTILISER LE THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT :**
 • Cet instrument **N'EST PAS** un thermomètre auriculaire. Prendre la température sous l'aisselle, par voie orale ou par voie rectale.
 • **NE JAMAIS** laisser un enfant jouer avec ces produits. Ce ne sont pas des jouets. Ce sont des dispositifs électroniques sensibles qui peuvent être endommagés s'ils ne sont pas utilisés sans la surveillance rapprochée des parents.
 • Surveillez **TOUJOURS** votre enfant lors de l'utilisation du thermomètre. Ne permettez **JAMAIS** à un enfant de l'utiliser seul ou sans la surveillance rapprochée des parents.
 • Garder les piles hors de la portée des enfants. Avaler une pile peut entraîner la mort. Ne pas recharger les piles ni les exposer à une chaleur extrême, car elles pourraient se rompre ou exploser.
 • Disposer des piles usagées de façon appropriée. Éviter de jeter les piles au feu, les recharger, les introduire à l'envers, les démonter et les mélanger avec des piles usagées ou de type différent, car elles pourraient exploser ou fuir et causer des blessures.
 • Évitez les chocs soudains et la poussière.

Important Information **Information importante**

• Read these instructions carefully to ensure accurate temperature readings. Temperature readings are affected by many factors including exercise, drinking hot or cold beverages prior to taking a reading as well as technique.
 • High, prolonged fever requires medical attention especially for young children. Please contact your physician.
 • Do not allow children to take their temperatures unattended. This thermometer is not a toy and should be kept out of a child's reach when not in use.
 • Do not allow children to walk or run during temperature taking. The probe could present a hazard.
 • Oral, underarm, and rectal temperatures vary by approximately 0.5°C (1.0°F).
 • Do not return this product to the place of purchase. If any parts are missing, email consumer@djgusa.com, call Consumer Relations at (800) 544-1108, or fax at (800) 207-8182. You can also visit our website at www.safety1st.com. Have the model number (49546) and date code (manufacture date located on back of thermometer) ready.

• Lire les instructions ci-jointes attentivement pour garantir une lecture précise de la température. Le relevé de la température est influencé par de nombreux facteurs dont l'exercice, la consommation de boissons chaudes ou froides avant la prise de température et la technique employée.
 • Une fièvre élevée et prolongée requiert des soins médicaux, surtout chez les jeunes enfants. Veuillez consulter votre médecin.
 • Ne permettez pas à des enfants de prendre leur température sans surveillance. Ce thermomètre n'est pas un jouet et devrait être gardé hors de la portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
 • Ne permettez pas à des enfants de marcher ou de courir lors de la prise de température. La sonde pourrait poser un danger.
 • Les températures orale, axillaire et rectale varient d'environ 0,5 °C (1 °F).
 • Ne pas retourner ce produit au magasin. Si des pièces sont manquantes, faites parvenir un courriel à consumer@djgusa.com appelez le Service à la clientèle au (800) 544-1108, ou une télécopie au (800) 207-8182. Vous pouvez aussi visiter notre site internet au www.safety1st.com. Ayez en main le numéro de modèle (49546) et le code de date (date de fabrication) situé au dos du thermomètre.

Know Your Unit **Apprenez à connaître votre appareil**



To Use Tips (Figures 1 & 2 above) **Utilisation des embouts (Figures 1 & 2 ci-dessus)**

1 To attach a tip, select oral, rectal, or underarm tip. Align probe tip base to plug tip (Figure 1). Tip fits in one direction only. The mode is automatically sensed and will display accordingly.
2 To remove tip, press buttons on both sides and pull tip off (Figure 2).

1 Pour fixer un embout, choisir un embout oral, rectal ou axillaire. Alignez la base du bout de la sonde pour brancher l'embout (Figure 1). L'embout s'adapte dans une direction seulement. Le mode est capté automatiquement et s'affichera en conséquence.
2 Pour enlever l'embout, appuyez sur les boutons de chaque côté et retirez l'embout (Figure 2).

Temperature Measurements Range

Many people believe that normal body temperature is 37.0°C (98.6°F). However, medical research has shown that temperature varies from person to person. Factors affecting body temperature include age, gender, physical activity, environmental temperature, clothing, medications, and time of day. Oral, rectal, and underarm temperatures vary by approximately 0.5°C/ 1.0°F.

| Method | Average Normal Temperature Range | Fever* |
|----------|--------------------------------------|-----------------------|
| Oral | 36.1°C to 37.8°C (97.0°F to 100.0°F) | Over 37.8°C (100.0°F) |
| Rectal | 36.3°C to 38°C (97.3°F to 100.4°F) | Over 38°C (100.4°F) |
| Underarm | 35.2°C to 37.2°C (95.4°F to 99.0°F) | Over 37.2°C (99.0°F) |

*Fever definitions according to the American Medical Association

Set Clock


NOTE: Set the clock at time of first use, after replacing battery, or any time the clock button is accidentally pressed. **To set clock:** Press clock button . Hours will blink. Press memory button **Mem** until correct hour displays, then press clock button again. Minutes will blink. Press memory button until correct minutes display, then press clock button again. "AM" will blink. Press memory button to scroll between AM or PM. When time is correct, press the on/scan button .

Changing from Fahrenheit to Celsius

To switch the display between °F and °C and vice-versa: While the thermometer is off, press and hold the On/Scan button for about 5 seconds until you see the °F or °C. Release button and quickly press it again. Unit has been reset.

FeverFlash™

The FeverFlash™ occurs during temperature measurement when the temperature is high. (See fever chart included on package or under "Temperature Measurement Range"). If your child has an elevated temperature, the red FeverFlash™ bar will light up and multiple beeps will sound. **High or prolonged fever requires medical attention, especially for young children. Contact your physician.**



Memory Function

The thermometer memory function stores the last 10 measurements along with the time. The last measurement will appear for approximately 3 seconds after turning the thermometer on and after it runs its built-in test. This feature allows you to compare your most recent measurement to the prior ones. **To scroll through the last 10 measurements:** With the thermometer off, press and release the memory button **Mem**. The screen will display the number of the reading (such as **MB 1**) along with that measurement and the time that measurement was taken. Press the memory button to scroll to reading number 2. Press the memory button again, and it will scroll up to number 3, and so on. When 10 spaces are filled the oldest measurement will be the next to be deleted.

Operating Thermometer

Getting the Thermometer Ready:

1 Two Ways to Turn On: Press and release the On/Scan button , or remove the probe tip base from the top of the unit. One beep occurs and all segments are displayed with back light for two seconds (**Figure 1**). The previous measurement is displayed for three seconds (**Figure 2**). Backlight shuts off and "- -" flashes until step 2 is complete.

2 Select Mode: Open the door on the back of the base (see "removable tip compartment" under section "Know Your Unit"). Select oral, rectal, or underarm tip and plug into probe tip base (**Figure 3**). The mode is automatically sensed and will display accordingly (**Figure 3**). **NOTE:** Tip fits in one direction only.

3 When you hear two beeps, the thermometer is ready to measure temperature.

| | | |
|----------|--|--|
| 1 | | All segments Tous segments |
| 2 | | Previous Temp. Température précédente |
| 3 | | Oral Oral Rectal Rectal Underarm Axillaire (sous les aisselles) |

Échelle de mesures de la température

Plusieurs personnes croient que la température normale du corps est de 37.0°C (98.6°F). Cependant, des recherches médicales indiquent que la température varie d'une personne à l'autre. Les facteurs affectant la température du corps incluent l'âge, le sexe, l'activité physique, la température environnante, les vêtements, les médicaments, et l'heure du jour. Les températures orale, rectale, et axillaire varient approximativement de 0.5°C/1.0°F.

| Méthode | Échelle de température normale moyenne | Fièvre* |
|-----------|--|---------------------------|
| Orale | 36.1°C à 37.8°C (97.0°F à 100.0°F) | Plus que 37.8°C (100.0°F) |
| Rectale | 36.3°C à 38°C (97.3°F à 100.4°F) | Plus que 38°C (100.4°F) |
| Axillaire | 35.2°C à 37.2°C (95.4°F à 99.0°F) | Plus que 37.2°C (99.0°F) |

*Définitions de la fièvre selon l'American Medical Association

Réglage de l'horloge

NOTE: Réglez l'horloge au moment de la première utilisation, après avoir remplacé les piles, ou à tout moment quand le bouton de l'horloge est pressé accidentellement. **Pour régler l'horloge :** Appuyez sur le bouton Horloge ; les heures clignoteront. Appuyez sur le bouton Mémoire **Mem** jusqu'à ce que l'heure exacte soit affichée, puis pressez sur le bouton Horloge de nouveau. Les minutes clignoteront. Appuyez sur le bouton Mémoire jusqu'à ce que les minutes exactes s'affichent, puis pressez sur le bouton Horloge de nouveau. « AM » ou « PM » clignotera. Appuyez sur le bouton Mémoire pour choisir AM ou PM. Quand l'heure est exacte, appuyez sur le bouton ON/SCAN .

Changer de Fahrenheit à Celsius

Pour passer de degrés °F à °C et vice-versa : Mettre le thermomètre à la position ARRÊT (OFF) appuyez et maintenir le bouton ON/SCAN enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que vous voyez le °F ou °C. Relâchez le bouton et pressez rapidement dessus encore. L'unité a été initialisé.

FeverFlash™

Le FeverFlash™ survient pendant la prise de température si celle-ci est trop élevée. (Voir le diagramme de fièvre inclus sur la boîte ou sous la section « Échelle de mesures de la température ». Si votre enfant a une température élevée, la barre FeverFlash™ rouge s'illuminera et de nombreux bips se feront entendre. **Une température élevée ou prolongée requière une attention médicale, particulièrement pour les jeunes enfants. Voyez votre médecin.**

Fonction Mémoire

La fonction Mémoire du thermomètre enregistre les 10 derniers relevés ainsi que l'heure. Le dernier relevé s'affichera pendant environ 3 secondes après avoir mis le thermomètre en marche et après son test initial. Cette fonction vous permet de comparer votre plus récente lecture avec les dernières. **Pour voir les 10 derniers relevés de température :** Éteindre le thermomètre, appuyez et relâchez le bouton Mémoire **Mem**. L'écran affichera le numéro de la lecture (tel que, **MB 1**) ainsi que la mesure et l'heure que la lecture a été prise. Appuyez sur le bouton Mémoire pour passer à la lecture numéro 2. Pressez le bouton Mémoire de nouveau, et la lecture no. 3 s'affichera, ainsi de suite. Quand les 10 espaces sont remplis, la lecture la moins récente sera la prochaine à être effacée.

Fonctionnement du thermomètre

Préparation du thermomètre:

1 Deux façons de mettre le thermomètre en marche: Appuyer puis relâcher le bouton ON/SCAN ou enlevez la base de l'embout de la sonde du dessus de l'appareil. Un bip se fait entendre et tous les segments sont affichés avec l'éclairage pendant 2 secondes (**Figure 1**). La lecture précédente est affichée pendant 3 secondes (**Figure 2**). L'éclairage s'éteint et « - - » clignote jusqu'à ce que l'étape 2 soit complétée.

2 Choisir le mode: Ouvrir la porte au dos de la base (voir « compartiment embout amovible » sous la section « Apprenez à connaître votre appareil »). Choisissez l'embout oral, rectal ou axillaire et fixez-le à la base de l'embout de la sonde (**Figure 3**). Le mode est automatiquement capté et s'affichera en conséquence (**Figure 3**). **NOTE:** L'embout s'adapte dans une seule direction.

3 Quand vous entendez deux bips, le thermomètre est prêt à prendre la température.

Operating Thermometer (continued)

Choosing a Method:

ORAL METHOD—For children 4 years and older.

1 Place the probe tip under the tongue in locations indicated by (**Figure 1**). Instruct children not to bite down on the probe.

UNDERARM METHOD

1 Wipe underarm with a dry towel. Probe must touch skin.

2 Place probe tip at center of underarm (**Figure 2**) and bring arm down against the body.

RECTAL METHOD—Commonly used for babies, young children or when it is difficult to take an oral or underarm temperature.

1 Lubricate probe tip with a water-soluble lubricant or petroleum jelly.

2 For easier insertion, position baby so his back and legs form a 90-degree (L-shaped) angle. Try placing child on stomach on your lap with his legs down. Gently insert the probe tip no more than 1/2 inch (1.3 cm) into the rectum. Do not force the tip into the rectum if resistance is encountered.

Taking the Temperature:

1 Once you have positioned the thermometer, hold it steady while the temperature is obtained. One long beep will be heard to indicate that measurement is complete. Back light will illuminate and "clean me!" icon will blink. Temperature will be displayed for about one minute without back light. **FEVER ALERT NOTE:** If patient has an elevated temperature, reading red FeverFlash™ bar light up for 8 seconds and multiple beeps in ten seconds will sound.

2 Press the On/Scan button to turn the thermometer off. If left on, automatic shut off will occur in approximately one minute.

NOTE: Wait at least one minute before taking another measurement. Clean the thermometer (see "Care and Maintenance" section).

Care and Maintenance

• Clean the probe and tip with an alcohol swab before and after each measurement.

• Use a soft, dry cloth to clean thermometer body. Never use abrasive cleaning agents, thinners or benzene for cleaning. Do not scratch the surface of the display. Do not expose the thermometer to extreme temperatures, humidity, direct sunlight or shock. Store at room temperature.

To Replace Battery

When the "Low Battery" symbol appears (**Figure 1**), the battery is exhausted and needs replacing.

1 Use a small screwdriver to loosen screw. Slide cover off (**Figure 2**).

2 Insert 2 AAA alkaline batteries (**Figure 2**). Position batteries correctly with the positive "+" side as indicated in the battery compartment.

3 Slide the battery cover on and secure the screw.

NOTE: Properly dispose of the batteries, keeping them away from small children and heat (**see Warning section**).

Fonctionnement du thermomètre (suite)

Choisir une méthode:

MÉTHODE ORALE – Pour les enfants à partir de 4 ans.

1 Placer le bout de la sonde sous la langue aux endroits indiqués à la (**Figure 1**). Demandez à l'enfant de ne pas mordre la sonde.

MÉTHODE AXILLAIRE (SOUS LES AISSELLES)

1 Essuyez l'aisselle avec une serviette sèche. La sonde doit toucher la peau.

2 Placez le bout de la sonde dans le creux de l'aisselle (**Figure 2**) et repliez le bras contre le corps.

MÉTHODE RECTALE — Méthode souvent utilisée pour les bébés, les jeunes enfants ou lorsqu'il est difficile de prendre la température par voie orale ou axillaire.

1 Lubrifiez le bout de la sonde avec un lubrifiant soluble dans l'eau ou de la gelée de pétrole.

2 Pour faciliter l'insertion, placez votre bébé pour que son dos et ses jambes forment un angle de 90 degrés (en forme de L). Essayez de placer l'enfant avec son ventre sur vos cuisses et ses jambes vers le bas. Insérez doucement le bout de la sonde à l'intérieur du rectum sur une longueur ne dépassant pas 1/2 pouce (1,3 cm). Ne forcez pas l'insertion du bout de la sonde dans le rectum si une résistance se manifeste.

Prise de la température:

1 Une fois que vous avez placé le thermomètre, tenez-le sans bouger pendant que la température est obtenue. Un long bip sera entendu pour indiquer que la mesure est complète. L'écran s'illuminera et l'icône « Clean Me » clignotera. La température sera affichée pendant environ une minute sans l'éclairage. **NOTE ALERTE DE FIÈVRE :** Si le patient a une température élevée, la barre de lecture rouge FeverFlash™ s'illuminera pendant 8 secondes et de multiples bips se feront entendre au bout de 10 secondes.

2 Appuyez sur le bouton "ON/SCAN" pour fermer le thermomètre. Si vous le laissez allumé, l'appareil s'éteindra automatiquement au bout d'environ une minute.

NOTE: Veuillez attendre au moins une minute avant de prendre une nouvelle lecture. Nettoyez le thermomètre (Voir la section « Soins et Entretien »).


Soins et Entretien

• Nettoyez le bout du thermomètre et la sonde en utilisant de l'alcool isopropylique avant et après chaque utilisation.

• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le corps du thermomètre. Ne jamais utiliser d'agents nettoyants abrasifs, de décapants ou de benzène pour le nettoyage. Ne pas égratigner la surface de l'affichage. Ne pas exposer le thermomètre à des températures extrêmes, à l'humidité, aux rayons directs du soleil ou aux chocs. Rangez à la température de la pièce.

Pour remplacer les piles

1 **Low Battery
Pile faible**



Quand le symbole "Batterie faible" s'affiche (**Figure 1**), les piles sont mortes et doivent être remplacées.

1 Utilisez un petit tournevis pour dévisser la vis. Glissez le compartiment à piles (**Figure 2**).

2 Insérez 2 piles alcalines AAA (**Figure 2**). Placez les piles correctement avec le côté positif « + » tel qu'indiqué sur le compartiment à pile.

3 Glissez le couvercle du compartiment et fixez avec la vis.

NOTE: Jetez les piles de façon appropriée, en les gardant loin des petits enfants et de la chaleur (**voir section Avertissement**).